



Technical Service
Consultants Ltd



Poultry Boot Swabs

**Speziell befeuchtete Sockenproben für die
Beprobung von Geflügelställen und die
Identifizierung von bakteriellen oder viralen
Krankheitserregern.**

NEU! Validiertes Probenahmesystem zum Nachweis des aviären Influenza A
Virus in Kombination mit einem hochsensitiven qPCR Kit.



Poultry Boot Swabs

Sockenproben zur Beprobung von Geflügelställen



Art.-Nr.: TS/15-2A

Die Sockenproben von TSC sind bereits befeuchtet und damit gebrauchsfertig. Dies erleichtert den Arbeitsablauf und spart wichtige Zeit. Zusätzlich befinden sich die Sockenproben in einem Stomacherbeutel, welcher für den Transport in das Labor und die weitere Bearbeitung der Proben ideal geeignet ist. Um eine vollständige und ordnungsgemäße Probenahme zu gewährleisten, stehen Ihnen pro Einheit zwei Paar Sockenproben, sowie zwei Stomachbeutel und ein Paar Handschuhe zur Verfügung.

Merkmale

- **Befeuchtete Sockenproben für einen einfachen und zeitsparenden Arbeitsablauf.**
- **Im praktischen und verschließbaren Stomacherbeutel verpackt.**
- **2 Paar Sockenproben, 2 Stomacherbeutel und ein Paar Handschuhe pro Einheit**
- **30 Einheiten pro Karton (VE).**

- **Befeuchtet mit Maximum Recovery Diluent (MRD)**
- **Validiertes Probennahmesystem für den Nachweis von Salmonellen und des aviären Influenza A Virus (AI).**
- **Ideal in Kombination mit einem hochsensitiven qPCR Kit zum Nachweis des AI Virus.**
- **Zuverlässiges Screening aller Influenza A Viren**

Quinn Healthcare |



Art.-Nr.: BSL78S1
Zulassungs-Nr.: FLI-C 143

Real-Time PCR Kit zum Nachweis vom aviären Influenza A Virus

- Lyophilisierte Reagenzien mit langer Haltbarkeit und einfacher Logistik und Lagerung.
- β -Aktin als zusätzliche Kontrollreaktion.
- Schnelle und präzise Diagnose in 1 Stunde.
- Reagenzien für 48 Best. in jedem Kit.
- Hohe Sensitivität – Nachweisgrenze von 500 Kopien/ml.
- Hohe Spezifität – sehr gute Negativeergebnisse für Influenza B Tests.
- Kompatibel mit allen gängigen PCR-Geräten und Laboreinrichtungen.



Hersteller:

TSC

Microbiology House,
Fir Street, Heywood,
Lancashire OL10 1NW, UK

Im Vertrieb von:

Check Diagnostics GmbH
Bergkoppel 11,
23843 Bad Oldesloe
Tel.: +49 4531 42835 00
Mail: check@check-dx.de

