

Vet's Choice® Cuff Controller macht die Intubation sicherer

Nach der Einführung der so genannten "geraden Trachealtuben", die die sichere Intubation von kleinen bis mittelgroßen Haustieren wesentlich erleichtert haben, kommt Dispovet® nun mit einer zweiten Innovation in diesem Bereich. Mit dem Vet's Choice® Cuff Controller können Sie den Druck in der Manschette jederzeit kontrollieren und korrigieren. Der Druck in der Manschette ist entscheidend für eine korrekte Intubation. Wenn die Manschette unzureichend aufgepumpt ist, schließt die Manschette die Luftröhre nicht ausreichend ab. Dadurch können die Anästhesiegase in den Raum eindringen und von den Ärzten eingeatmet werden. Wenn die Manschette jedoch zu stark aufgeblasen ist, kann diese den Druck auf die empfindliche Schleimhaut der Atemwege ausüben, was zu Reizungen -und in schweren Fällen sogar zu Nekrose- zur Folge haben.

Der korrekte Druck in der Manschette ist daher wichtig. Die Überprüfung dieses Drucks erfolgt visuell.

Der Vet's Choice® Cuff Controller ist ein handliches Druckmessgerät, das einfach am Manschettenventil angebracht werden kann. So kann der Druck genau eingestellt werden. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass der Manschetten-Druck zu hoch wird, kann über das Ventil etwas Luft abgelassen werden. Der Druck kann auch während des Eingriffs adjustiert und optimiert werden. Der Vet's Choice® Cuff Controller kann mehrmals verwendet werden und ist preislich attraktiv. Ein Gerät, das wirklich in keiner Tierarztpraxis fehlen sollte. Weitere Informationen finden Sie unter www.dispovet.eu





Vet's Choice[®]



Cuff Controller